

boso TM-2450

ambulantní monitor krevního tlaku



profesionální vybavení

boso TM-2450

boso tm-2450

ambulantní monitor krevního tlaku

Pacientský záznamník boso TM-2450 s pouhými 135 g patří mezi nejlehčí 24hodinové monitory krevního tlaku.

TM-2450 je malý a plochý, což pacientům nabízí komfort při nošení. Nafukování manžety je velmi tiché. Tlačítko den/noc pacientům umožňuje ruční nastavení režimu spánku. Záznamník umožňuje měření a zobrazení dalších parametrů (tlaková křivka, teplota, pohyb pacienta atd.).



Profituje z jednoduché obsluhy, přesného měření, rychlého a jasného vyhodnocení naměřených dat. Nasmlouváním sdíleného kódu výkonu **17129**

NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU zvýšíte prestiž ordinace a současně zajistíte rychlou návratnost investice. Vyžádejte si u nás ekonomickou rozvahu.

24hodinové měření TK s boso TM-2450 zaujme uživatelskou přívětivostí, osvědčenou a známou kvalitou. Propojením s ambulantním programem je ovládání ještě jednodušší a rychlejší. Závěrečnou zprávu lze přenést do ambulantního programu v podobě PDF.



- **menší, lehčí, tišší.**
- Vyšší kvalita pro lékaře, větší komfort pro pacienta.
- Klinicky **validováno** podle DIN EN **iso 81060-2**.
- Velká paměť **až pro 600** měření TK, vč. zobrazení **tlakové křivky**, data z pohybového a teplotního senzoru.
- **4 velikosti** manžet pro správné měření.
- Manžeta pro **leváky**.
- Vyhodnocovací program ProfilManager XD s **propojením** na ambulantní programy.
- Tisková zpráva vč. statistik a grafů na jednu stranu A4.



příslušenství

4 velikosti manžet



- látková manžeta
- kónický tvar
- vel XL, extra velká, 36-50 cm
- vel. L, velká, 28-38 cm
- vel. M, standard, 20-31 cm
- vel. S, dětská S, 15-22 cm

manžeta pro pravou paži



- látková manžeta
- kónický tvar
- vel. M, standard, 20-31 cm
- pro pravou ruku

náhradní krytka baterií



- náhradní krytka baterií

textilní pouzdro



- látkové pouzdro pro záznamník
- včetně pásku na krk

pásek k pouzdru



- pásek na krk k pouzdru

bederní pásek



- bederní pásek pro lepší uchycení pouzdra se záznamníkem

komunikační USB kabel



- komunikační USB kabel

podkl. adová punčocha



- šíře 7,6 s 10,1 cm
- vyšší komfort pacienta při nošení manžety
- snížení opotřebení manžety

nabíječka s akumulátory



- rychlá plně automatická nabíječka akumulátorů
- baterie v balení: 4 ks AA 1900mAh
- vhodné pro baterie: AA/AAA

akumulátor y eneloop



- nabíjecí tužkové baterie AA
- napětí 1,2 V
- min. kapacita 1900 mAh

Kominukace s ambulantními programy

v yhodnocovací program ProfilManager XD

Obousměrná komunikace mezi Vaším **ambulantním programem** a **přístrojovým programem ProfilManager XD** ušetří minuty drahocenného času denně. Za měsíc jsou to hodiny, za rok dny! Jak to? Sestra nemusí již patientské údaje znovu zadávat do programu. Jsou přeneseny přímo z karty pacienta do přístroje a může být přímo spuštěné i vyšetření.



Tím, že je vyšetření identifikováno patientskými údaji, lze stejným způsobem přenést vyšetření zpět do karty pacienta. Výsledek lze přenést jako volný text, strukturovaná data nebo jako soubor PDF. To již záleží na zpracování propojení v daném ambulantním programu.

Na straně lékaře tudíž již není potřeba spouštět program, ale nahlédnout přímo do dekurzu, vyšetření nebo laboratorních výsledků ambulantního programu. Samozřejmě lze ale otevřít i příslušné vyšetření pacienta.



- Automatický přenos patientských dat mezi programy.
- Zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce sestry.
- Provedené vyšetření je automaticky propáno do ambulantního programu.
- Textový nebo formalizovaný přenos výsledku vyšetření.
- Možnost přenosu výsledku vyšetření do karty pacienta v souboru PDF.
- Propojeny jsou nejdůležitější ambulantní programy: PC DOKTOR®, AMICUS®, Medicus, SmartMEDIX®, WinMedicalc, AIS a další.